

mes

medical.electronic.systems

Sağlık için **Kaliteyi Güvenle Birleştirir**



Neo-Guard

Daha hassas ve daha başarılı nCPAP





Prematüre ve term bebeklerde nCPAP uygulaması her geçen gün yaygınlık kazanmaktadır. Bununla beraber, özellikle burun deformasyonu, basınç kaçağı ve prongların burun deliklerinden çıkması en çok karşılaşılan ve uygulamayı zorlaştıran problemlerdir.

Neo-Guard, nCPAP uygulamasındaki sorunları ortadan kaldıracak bir üründür.

Neo-Guard, nCPAP uygulama bantları ilk nefesten itibaren daha iyi bir yalıtım ve daha başarılı bir nCPAP uygulaması sağlar.

Neo-Guard Özellikleri

Hidrokoloid malzemeden üretildiğinden yumuşaktır ve bebeğin cildinde tahrişe neden olmaz.

Silikon özellikteki nasal pronglarla kullanılabilir.

Basınç kaçaklarını ve bebekte burun deformasyonunu önler.

Başarılı bir nCPAP tedavisi sağlar.

Kullanımı kolaydır.

400 gr. dan 4 kiloya kadar olan bebekler için 5 farklı boyutu mevcuttur.

Neo-Guard Ölçü Tablosu

Boy	Açıklama
0	Ağırlığı 700 gr. dan küçük bebekler için
1	Ağırlığı 700 gr. - 1250 gr. arasındaki bebekler için
2	Ağırlığı 1250 gr. - 2000 gr. arasındaki bebekler için
3	Ağırlığı 2000 gr. - 3000 gr. arasındaki bebekler için
4	Ağırlığı 3000 gr. dan büyük bebekler için

Neo-Guard Faydaları

Alveollerin sürekli, ilerleyen şekilde iyileşmesi için tutarlı bir yalıtım sağlayarak basınç kaçağını önler.

Pronglar, yumuşak, hafif yapıdaki hidrokoloid bant üzerindeki deliklere yerleştirilir ve böylece hasta hareketlerinde prong yerinden çıkmaz. Bant cilt üzerinde kalır ve yalıtım sağlamaya devam eder.

Prongların uçları burun deliklerine değmeden, orta kısımda kaldığından, burun içi mukozanın korunmasına yardımcı olur. Kanüller bebek cildine değmediğinden, nazal septumun zarar görmesi önlenmiş olur.

nCPAP uygulamalarında basınç kaçağını önlemek için daha büyük boy pronglar seçilmektedir. Neo-Guard ile daha büyük boy prong kullanmaya gerek yoktur.

